

*fimA*TEST 検体採取マニュアル

安定した検査結果を得るため、下記の注意事項を守り実施してください。

①必ず歯石除去前に採材してください。

②検体採材には弊社指定のマイクロブラシをお使いください。

※マイクロブラシの柄は短く切らないで下さい。

③第4前臼歯周囲の歯と歯肉との境界を3往復以上擦るか、歯周ポケットに直接挿入して十分な菌量が付着するようにしてください。採材の為に麻酔をかける必要はありません。

※肉眼で歯垢が確認できる位の検体量を採取してください。

④汚染を防ぐため、採材時にマイクロブラシが舌や唾液などに触れないようにしてください。

⑤他の菌の増殖を防ぐため、採材後にマイクロブラシの先端を自然乾燥させてください。

⑥チェック付きビニール袋に密閉し、依頼書を同封しご送付下さい。

菌体量は 10^1 以下でも測定可能ですが、*P.gulae*菌が存在しない、もしくは検出感度以下の場合には、測定不可になることがあります。ご了承ください。

※採材は綿棒でなくマイクロブラシをご使用ください。

